

Prime TC

Cadeira de transporte

O transporte de pacientes **Redefinido.**

Quando se trata da experiência com pacientes, os detalhes são importantes. É por isso que todos os aspectos da cadeira de transporte Prime TC foram concebidos para criar um **ambiente acolhedor e seguro que é transmitido aos enfermeiros, aos pacientes e aos seus familiares**. Os pontos de contato óbvios ajudam a tornar a utilização intuitiva para todos os utilizadores. A funcionalidade ergonômica BackSmart foi incorporada no design para reduzir as lesões nos enfermeiros associadas ao inclinar-se para chegar ao paciente ou à cadeira. Uma estrutura rígida ajuda a aumentar a durabilidade e reduz o risco de roubo. Este investimento no bem-estar dos pacientes e dos enfermeiros transmite-lhes que se preocupa com o seu conforto e segurança — que eles são importantes.



Desenhada para aumentar o conforto e a segurança do paciente, a forma exclusiva dos apoios de braços com suporte auxiliar fornece um ponto de contato elevado e prolongado para o paciente se sentar e levantar da cadeira.



As alças para empurrar BackSmart ajudam a aumentar a segurança do enfermeiro, pois permite o posicionamento dos cotovelos num ângulo ergonômico de 90° e a acomodação do enfermeiro de praticamente qualquer estatura.



Os apoios de pé dobráveis (para cima) ajudam a reduzir o risco de o paciente tropeçar, desimpedindo o acesso para o paciente se sentar e levantar da cadeira. A funcionalidade Swing Away operada pelos pés melhora o acesso ao paciente e permite um posicionamento mais próximo a camas, carros ou mesas.

A manobrabilidade da roda de grandes dimensões (BigWheel) ajuda na condução da cadeira e facilita ao virar em esquinas.

Trava central acionada por um toque reduz a necessidade de o enfermeiro se inclinar e alcançar o paciente ou a cadeira, melhorando assim a sua eficiência.

As rodas anti-inclinação oferecem uma maior estabilidade e segurança para os pacientes.

Uma estrutura rígida e acolhedora ajuda a prevenir o roubo, preservando também o valioso espaço ocupado no chão por estes objetos.

Concebida para facilitar a limpeza, a estrutura da cadeira consiste em componentes que são fáceis de desinfetar e podem ser lavados com água sob pressão.

Os pontos de ativação amarelos tornam o funcionamento intuitivo para todos os utilizadores.

Os componentes móveis, mas não removíveis, ajudam a reduzir o risco de perda ou roubo de peças.

Capacidade de carga com segurança até cerca de 227 kg permite acomodar mesmo doentes pesados.

Suporte de soros durável com 2,5 cm de espessura com revestimento de cromo para prevenção da ferrugem e ganchos protegidos por questões de segurança.

O suporte de O₂ vertical ajuda a minimizar os movimentos de dobrar e levantar necessários para colocar um reservatório de O₂ pesado sob a cadeira.

Prime TC Cadeira de transporte



Maximizar o seu investimento

A cadeira Prime TC continua o legado de qualidade e inovação da Stryker, que é apoiado por uma garantia de 3 anos sem precedentes. Para proteger ainda mais o seu investimento, pondere a assinatura do Acordo ProCare que **ajudará** a garantir que o seu equipamento de transporte **esteja** sempre a **funcionando** no desempenho ideal.

A estética de conforto da cadeira Prime TC transmite uma sensação de limpeza, recuperação e um nível de cuidados melhorado. Com um conforto e design semelhantes a uma cadeira de escritório, a cadeira Prime TC enquadra-se na perfeição com outro equipamento da linha Prime.

Características de série

- Apoios de braço com suporte auxiliar
- Apoios de pés dobráveis (para cima)
- **Alças** para empurrar BackSmart
- Trava central acionado por um toque
- Rodas anti-inclinação
- Suporte de ficha clínica
- Design em plástico moldado, sem uniões
- Lavável com água sob pressão
- Estrutura rígida em aço pulverizado
- Design aconchegante
- Pontos de ativação amarelos
- Manobrabilidade da roda de grandes dimensões (BigWheel)
- Peças não removíveis

Características opcionais

- Apoios de pé dobráveis (para cima) com funcionalidade Swing Away (modelo 1460)
- Suporte para O₂ vertical
- Suporte de soros com revestimento de crômio, 2,5 cm de espessura
- Parte de cima do suporte de soros disponível em seis cores
- Ganchos para sacos Foley

Especificações

Número de modelo	1450 (apoios de pés dobráveis [para cima] fixos)
	1460 (apoios de pés dobráveis [para cima] Swing Away)
Comprimento total	102,1 cm (40,2")
Largura total	71,8 cm (28,3")
Largura do assento	54,6 cm (21,5")
Altura do assento	
Desde o apoio de pés	38,1 cm (15")
Desde o chão	53,3 cm (21")
Altura da cadeira	
Com suporte IV	185,4 cm (73")
Sem suporte IV	114,3 cm (45")
Amplitude do punho das alças para empurrar	
Largura	40,6 cm-52,1 cm (16"-20,5")
Altura desde o chão	88,9 cm-114,3 cm (35"-45")
Peso suportado	227 kg (500 lb)

A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Garantia

Três anos para peças, um ano para mão-de-obra e deslocações

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.

Um profissional de saúde deve confiar sempre no seu próprio critério clínico profissional ao decidir quanto à utilização de um determinado produto no tratamento de um **paciente** específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os cirurgiões tenham formação na utilização de qualquer produto em particular antes da sua utilização em **cirurgia**. As informações apresentadas destinam-se a demonstrar o âmbito da oferta de produtos da Stryker. O cirurgião deve sempre consultar o folheto informativo, rotulagem do produto e/ou instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados porque a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas de regulamentação e/ou médicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contate o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respetivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: BackSmart, Big Wheel, Prime TC, ProCare e Stryker. Todas as outras marcas registradas são marcas registradas dos respetivos proprietários ou detentores.

Os produtos indicados acima têm a marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos 93/42/CEE.



Mkt Lit-MTX80707122012PT Rev A.1
MTX-RRD/GS 2013/02

Copyright © 2013 Stryker