

**stryker**

# ProCeed™ Krankenhausbett

Ein zentrales  
Element der  
Patientenversorgung





**40–80 %**

der Pflegekräfte weltweit geben an, unter psychischen Belastungssymptomen zu leiden.<sup>1</sup>



**78.740**

Pflegekräfte in den USA erleiden jährlich eine Arbeitsverletzung oder -erkrankung.<sup>2</sup>



**40–50 %**

der Pflegekräfte geben an, im Laufe ihres Berufslebens Rückenschmerzen entwickelt zu haben.<sup>3</sup>



stryker

Entwickelt für **Langlebigkeit**. Entwickelt für die **Pflege**. Entwickelt für **einfache Handhabung**.  
Entwickelt für **Sie**.

Ihre Krankenhausbetten sind nicht nur Möbel, sondern spielen vielmehr eine wichtige Rolle auf dem Weg eines Patienten zurück zur Gesundheit. Angesichts weltweiter Versorgungsengpässe und der Tatsache, dass Mitarbeiter ausbrennen<sup>4</sup>, ist es entscheidend, dass Ihre Geräte nicht nur der andauernden Arbeitslast standhalten. Darüber hinaus müssen sie auch dem darauf angewiesenen Personal eine intuitive und unkomplizierte Unterstützung bieten.

**Lernen Sie ProCeed kennen – ein zentrales Element der Pflege,**

für Pflegekräfte und Patienten gleichermaßen. ProCeed wurde unter Berücksichtigung des Feedbacks von Klinikmitarbeitern weltweit mit Blick auf Langlebigkeit und Reinigungsfähigkeit entwickelt und unterstützt Sie darin, eine effiziente und qualitative Versorgung zu gewährleisten.



# Ausgelegt für **Langlebigkeit**

Sie geben alles für Ihre Patienten und verdienen Geräte, die ebenso zuverlässig für Sie funktionieren. Von Reinigungsfähigkeit bis Wartungsfreundlichkeit: ProCeed wurde mit dem Ziel entwickelt, den Anforderungen der Pflege standzuhalten.

## Reinigungsfähig

Mit der Schutzart IPX6 sind der Rahmen und das elektronische Bedienfeld von ProCeed resistent gegen starke Wasserstrahlen, sodass Sie Ihr Krankenhausbett bedenkenlos reinigen können. Die Auflage hat verschweißte Nähte, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.



## Langlebiges Design

Mit einer maximalen Belastbarkeit von 260 kg wurde das Bett einer strengen Festigkeitsprüfung unterzogen. Der gesamte Rahmen, einschließlich Laufrollen, Seitengittern, Kopfteil, Fußstütze und Zubehör, wurde umfassend auf Stoßfestigkeit geprüft.<sup>5</sup>

## Einfache Wartung

ProCeed ist auf Wartungsfreundlichkeit ausgelegt und kann als Teil Ihres ProCare Serviceplans dafür sorgen, dass Ihre Produktflotte ihren Dienst leistet.

# ProCare Services

# Entwickelt für die **Sicherheit der Patienten und des Pflegeteams**

Wir wissen, dass Sicherheit für Sie oberste Priorität hat. Mit einer niedrigen Betthöhe, Bettstatusanzeigen und vollständig abdeckenden Seitengittern wurde ProCeed mit Blick auf die Sicherheit von Personal und Patienten entwickelt.

## **Ergonomisch geformte, klappbare Seitengitter mit vollständiger Abdeckung**

Die ergonomisch geformten, vollständig abdeckenden Seitengitter von ProCeed tragen bei Bedarf dazu bei, die Patienten im Bett zu halten, und können heruntergeklappt und verstaut werden, wenn sie nicht benötigt werden.



## **Statusanzeigen am Seitengitter**

Mit Anzeigen am Seitengitter kann das Pflegepersonal aus der Ferne den Batteriestatus, die Bremsen, den Netzstrom, die Betthöhe, den Bettwinkel und vieles mehr einsehen.



## **Geringe Höhe**

Die geringe Betthöhe von ProCeed von 34 cm bietet nicht nur medizinischen Fachkräften eine ergonomische Position bei der Hilfestellung für die Patienten. Sie unterstützt auch die Mobilität der Patienten und verringert das Risiko von Verletzungen durch Stürze.



# Ausgelegt für **Effizienz und Benutzerfreundlichkeit**

Die Arbeit einer Pflegekraft ist alles andere als leicht. Deshalb wurde ProCeed rundum darauf ausgelegt, alltägliche Aufgaben wie Röntgenaufnahmen, Patiententransport und Umlagerung zu erleichtern.

## **Röntgendurchlässige Rückenlehne**

Die röntgendurchlässige Rückenlehne von ProCeed ermöglicht dem Personal die Durchführung von Röntgenaufnahmen, ohne den Patienten auf eine andere Oberfläche umlagern zu müssen. Dadurch wird wertvolle Zeit und Energie gespart.

## **Kopfteil-Optionen**

Wählen Sie zwischen einem Kopfteil, das beim Neigen des Rahmens feststehend bleibt, oder einem mobilen Kopfteil, das sich beim Verstellen des Bettes in verschiedene Positionen neigt, anhebt und senkt.



## **Fünfte Laufrolle**

Eine fünfte Laufrolle in der Mitte des Bettes bietet mehr Kontrolle, reduziert die beim Anschieben nötige Kraft und macht das Lenken weniger mühsam. So können Rückenverletzungen beim Pflegepersonal verringert werden.

## Customer Support Services

### Technischer Support

Unser technischer Support besteht aus einem Team von Profis, die Ihnen bei Fragen zur Verwendung des ProCeed hilfreich zur Seite stehen.

### Die ProCare Services von Stryker

Mit den ProCare Services helfen Ihnen unsere spezialisierten Techniker sicherzustellen, dass Ihr Equipment jederzeit einsatzbereit ist. ProCare ist eine Partnerschaft, auf die Sie sich verlassen können und die Ihnen eine Sorge abnimmt: Sie können sicher sein, dass Sie für Ihre medizinischen Fachkräfte, Ihr Personal und die Patienten alles Machbare tun.

### Flex Financial-Programm

Unsere Flex Financial Finanzierungsprogramme bieten Ihnen eine Reihe intelligenter Alternativen für den Bedarf Ihrer Einrichtung. Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen die für Sie passende Finanzierungslösung.\*

\* Verfügbarkeit des Programms je nach Land und Produktportfolio unterschiedlich. Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsmitarbeiter.

**Referenzen:** **1:** James Buchan; Howard Catton. Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness. März 2023. ICN. [[https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-07/ICN\\_Recover-to-Rebuild\\_report\\_EN.pdf](https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-07/ICN_Recover-to-Rebuild_report_EN.pdf)] **2:** Illness, Injuries, and Fatalities. 11. Februar 2022. U.S. Bureau of Labor Statistics. 15. Mai 2024. [[https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,\(FTE\)%20workers%20was%20390.6](https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,(FTE)%20workers%20was%20390.6)] **3:** Rayhan A. Tariq; Jemima S. George; George Ampat; Tammy J. Toney-Butler. Back Safety. 22. Juli 2023. National Library of Medicine. 15. Mai 2024. [<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519066/#:~:text=Of%20all%20healthcare%20workers%2C%20nurses,%5B23%5D%20%5B24%5D.>] **4:** Jester R. Editorial - Global shortage of nurses - Rebecca Jester for May 2023 issue. Int J Orthop Trauma Nurs. 2023 May;49:101018. doi: 10.1016/j.ijotn.2023.101018. Epub 24. Mär. 2023. PMID: 37041090; PMCID: PMC10038672. **5:** Testdaten liegen vor

Dieses Dokument ist ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt keine medizinische Beratung und empfiehlt eingehende Produktschulungen vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Produktangebots von Stryker darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss die medizinische Fachkraft stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten. Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Vertreter.

Die Stryker Corporation, ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Eigentümer, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Stryker, Flex Financial, ProCare, ProCeed. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken der jeweiligen Eigentümer oder Inhaber. ProCeed: Klasse I. Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

