

ProCeed™ Krankenhausbett



Entwickelt für **Langlebigkeit.**

Entwickelt für die **Pflege.**

Entwickelt für **einfache Handhabung.**

Entwickelt für **Sie.**

Ihre Krankenhausbetten sind nicht nur Möbel, sondern spielen vielmehr eine wichtige Rolle auf dem Weg eines Patienten zurück zur Gesundheit.

Lernen Sie ProCeed kennen - ein Krankenhausbett für Pflegekräfte und Patienten gleichermaßen. ProCeed wurde unter Berücksichtigung des Feedbacks von Klinikmitarbeitern weltweit mit Blick auf Langlebigkeit und Reinigungsfähigkeit entwickelt und soll Sie darin unterstützen, eine effiziente und qualitative Versorgung zu gewährleisten.



Langlebigkeit

Reinigungsfähig

Mit der Schutzart IPX6 sind der Rahmen und das elektronische Bedienfeld von ProCeed resistent gegen starke Wasserstrahlen, sodass Sie Ihr Krankenhausbett bedenkenlos reinigen können. Die Auflage hat verschweißte Nähte, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Langlebiges Design

Mit einer maximalen Belastbarkeit von 260 kg wurde das Bett einer strengen Festigkeitsprüfung unterzogen. Der gesamte Rahmen wurde umfassend auf Stoßfestigkeit geprüft.¹



Sicherheit

Klappbare Seitengitter mit vollständiger Abdeckung

Die Seitengitter von ProCeed mit vollständiger Abdeckung und integrierten Statusanzeigen tragen bei Bedarf dazu bei, die Patienten im Bett zu halten, und können heruntergeklappt und verstaut werden, wenn sie nicht benötigt werden.

Geringe Höhe

Die geringe Betthöhe von ProCeed von 34 cm bietet nicht nur medizinischen Fachkräften eine ergonomische Position bei der Hilfestellung für die Patienten. Sie unterstützt auch die Mobilität der Patienten und verringert das Risiko von Verletzungen durch Stürze.



Benutzerfreundlichkeit

Röntgendurchlässige Rückenlehne

Die röntgendurchlässige Rückenlehne von ProCeed ermöglicht dem Personal die Durchführung von Röntgenaufnahmen, ohne den Patienten auf eine andere Oberfläche umlagern zu müssen. Dadurch wird wertvolle Zeit und Energie gespart.

Kopfteil-Optionen

Wählen Sie zwischen einem Kopfteil, das beim Neigen des Rahmens feststehend bleibt, oder einem beweglichen Kopfteil, das sich beim Neigen des Rahmens mit bewegt.

ProCeed

Standardausstattung

- Bewegliches oder stationäres Kopfteil
- Notstromakku
- Manuelle HLW von beiden Bettseiten aus möglich
- Elektrische Hebefunktion, elektrische Beinauflage, elektrische Rückenlehne
- Verriegelbare und verstaubare Seitengitter mit voller Abdeckung
- Zweifache Bedieneinheiten an den Seitengittern
- Abnehmbare Liegeflächenabdeckungen
- Bremsen an den Rädern aller vier Ecken, Neutralstellung, Lenkpedale
- Antistatische Laufrolle zur Erdung des Bettrahmens
- Aufprallschutz
- Leichte Einstellung von Höhe und Neigung der Knie- und Fußteile
- Winkelanzeige für Rückenteil, Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Lagerung
- Anzeigen für Batterie, Neigungssperre, Betthöhe und Stromversorgung
- IPX6 Schutz gegen Strahlwasser
- Zehn (10) Jahre erwartete Nutzungsdauer
- Zwillingssrollen
- Unterbettbeleuchtung
- Elektrostatisch beschichteter Metallrahmen
- Abnehmbare Kopf- und Fußstütze

Optionale Ausstattung

- Bremsanzeige
- Fünftes Rad
- Bedienelement für Pflegekraft
- Bedieneinheit für Patient
- Röntgendurchlässige Rückenlehne und Kassettenfach
- Bettverlängerung mit Wäscheablage

Technische Daten

	ProCeed MedSurg Bett
Modellnummer	8500
Maximale Belastbarkeit*	260 kg
Maximales Gewicht des Patienten	215 kg
Gesamtmaße des Produkts	
Länge	220 cm (± 1 cm)
Länge (mit Bettverlängerung – Option)	251 cm (± 1 cm)
Breite	99 cm (± 1 cm)
Produkthöhe (ohne Matratze)	
Niedrigste Position	34 cm (+ 1,5 cm/- 2,5 cm)
Höchste Position (Patientensteuerungen)	48,8 cm (± 1 cm)
Höchste Position (Bedienersteuerungen)	76,5 cm (± 1 cm)
Freiraum unter dem Produkt	15,5 cm
Laufrollengröße	Ø 15 cm
Produkt-Winkelanzeige	0° – 15°
Anzeige für Rückenlehnenwinkel	0° – 90°
Rückenlehnenwinkel	0° – 65°
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg	-12° – 12°
Abwinkelung zur Bauchdeckenentlastung	0° – 30°
Elektronik	100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz

Pakete

- ProCeed Basic, umfasst die gesamte Standardausstattung
- ProCeed Plus, umfasst die Standardausstattung plus:
 - Bremsanzeige
 - Fünftes Rad
 - Bedienelement für Pflegekraft
 - Bedieneinheit für Patient
 - Röntgen-Rückenlehne
 - Bettverlängerung mit Wäscheablage
- ProCeed Custom**
 - Vollständig anpassbar

* Die maximale Belastbarkeit bezieht sich auf das Gesamtgewicht von Patient, Matratze und Zubehör.
 ** Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, um Informationen zu anpassbaren Optionen zu erhalten.

Referenz: 1. Testdaten liegen vor

Dieses Dokument ist ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt keine medizinische Beratung und empfiehlt eingehende Produktschulungen vor der Verwendung der jeweiligen Produkte. Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Produktangebots von Stryker darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss die medizinische Fachkraft stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten. Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Vertreter. Die Stryker Corporation, ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Eigentümer, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Stryker, ProCeed. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken der jeweiligen Eigentümer oder Inhaber. ProCeed: Klasse I. Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

