

ST1-X Brancard



Transport basique des patients.

ST1-X de Stryker : votre brancard de transport basique. Ce brancard offre la mobilité d'une cinquième roue pour faciliter la prise de virages et un double plateau HPL pour radiographie pour les besoins de l'imagerie.

Caractéristiques standards

- Cinquième roue pour plus de mobilité
- Barrières escamotables
- Double plateau pour radiographie (en HPL, couvrant toute la longueur)
- Quatre supports pour tiges porte-sérum amovibles
- Mécanisme de verrouillage centralisé

Options

- Matelas basiques : 8 cm x 62 cm x 193 cm et 10 cm x 62 cm x 193 cm
- Poignées de poussée rabattables en option
- Sangles de maintien
- Autocollant de base de capot (rouge, bleu marine, gris)
- Support vertical pour obus à oxygène
- Plateau pour défibrillateur avec porte-dossiers
- Porte-rouleau de papier

Caractéristiques techniques

Modèle	
ST1-X	6300-000-200
Longueur totale	217 cm
Hauteur	61 cm
Largeur totale	78 cm
Barrières relevées	78 cm
Barrières abaissées	73.5 cm
Capacité de charge	250 kg
Déclive/proclive	±16°
Matelas	62 ± 0.5 cm x 193 ± 0.5 cm

Garantie

La garantie peut varier selon le pays. Contactez votre représentant Stryker Medical local pour plus d'informations.

Medical

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation ou ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, ST1-X. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

Ce document n'est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.

Le produit décrit est un Dispositif Médical de classe I. Le brancard de transport modèle ST1-X de Stryker est un brancard de transport et de traitement des patients à usage général.



Stryker Medical
3800 E. Centre Ave., Portage
MI 49002 U.S.A

Distribué par :

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330, Pusignan
France

t : +33 4 72 45 36 00

f : +33 4 72 45 36 99

333 710 275 RCS Lyon

Capital social: 27 495 520 EUR



PHMISC-BRO-1-19986FR-BL
PHMISC-BRO-1_19986FR-BL Rev 2
SDL 08/2020
2019-22610

Copyright © 2020 Stryker
stryker.com

ST1 Brancard



Transport basique des patients.

ST1 de Stryker : votre brancard de transport basique. Ce brancard offre la mobilité d'une cinquième roue pour faciliter la prise de virages et des barrières escamotables brevetées par Stryker.

Caractéristiques standards

- Cinquième roue pour plus de mobilité
- Barrières escamotables
- Quatre supports pour tiges porte-sérum amovibles
- Mécanisme de verrouillage centralisé

Options

- Matelas basiques : 8 cm x 62 cm x 193 cm et 10 cm x 62 cm x 193 cm
- Poignées de poussée rabattables en option
- Sangles de maintien
- Autocollant de base de capot (rouge, bleu marine, gris)
- Support vertical pour obus à oxygène
- Plateau pour défibrillateur avec porte-dossiers
- Porte-rouleau de papier

Caractéristiques techniques

Modèle	
ST1	6300-000-100
Longueur totale	217 cm
Hauteur	56 cm
Largeur totale	78 cm
Barrières relevées	78 cm
Barrières abaissées	73.5 cm
Capacité de charge	250 kg
Déclive/proclive	±16°
Matelas	62 ± 0.5 cm x 193 ± 0.5 cm

Garantie

La garantie peut varier selon le pays. Contactez votre représentant Stryker Medical local pour plus d'informations.

Medical

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation ou ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, ST1. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

Ce document n'est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.

Le produit décrit est un Dispositif Médical de classe I. Le brancard de transport modèle ST1 de Stryker est un brancard de transport et de traitement des patients à usage général.



Stryker Medical
3800 E. Centre Ave., Portage
MI 49002 U.S.A.

Distribué par :

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330, Pusignan
France

t : +33 4 72 45 36 00
f : +33 4 72 45 36 99

333 710 275 RCS Lyon
Capital social: 27 495 520 EUR



PHMISC-Com-3_21867FR-BL Rev 2
SDL 08/2020
2019-21867

Copyright © 2020 Stryker