

# Transport

## Maca

**stryker®**

**Medical**

**A quinta roda retrátil proporcional a mobilidade aprimorada**

**Os freios nas quatro laterais e controles de direcionamento oferecem flexibilidade ao profissionais da saúde**

**As grades dobráveis ajudam a garantir a segurança do paciente**

**O suporte opcional para os joelhos proporciona maior conforto ao paciente**



### **Fácil transporte do Paciente**

O design simples da maca de transporte Stryker proporciona o transporte seguro e eficiente para um valor econômico. Projetada exclusivamente para o ambiente ASC, esta maca apresenta a mobilidade com a quinta roda, para a tração e realização de curvas de forma mais simples. Além da quarta roda, a maca também apresenta freios com anel de aço para a estabilidade ideal




A maca de transporte Stryker projetada para oferecer o transporte do paciente, de forma rápida e eficaz.

Opções de Cor



Vermelho Azul Cinza



# Transport

## Stretcher

**stryker**<sup>®</sup>



ST104

### Medical

3800 E. Centre Ave.  
Portage, MI 49002  
t: 269 329 2100 f: 269 329 2311  
Atendimento gratuito: 800 787 9537

www.stryker.com

### Características Padrão

- Colchão de vinil de 3" (8 cm) sob maca de 26" (66 cm)
- Colchão Maior Conforto de 3" (8 cm) sob maca de 30" (76 cm)
- Rodízios Omni Surface™ de 8" (20 cm)
- Grades laterais retráteis na maca de 26" (66 cm) (retrátil até os pés)
- Grades laterais retráteis na maca de 30" (76 cm) (retrátil até o encosto)
- Quatro receptáculo IV
- Quatro rodas, sistema de freios com anel de aço com ativadores de extremidades duplas
- Bandeja de armazenamento integrada com suporte para oxigênio
- Quinta roda retrátil, para o direcionamento
- Proteção contra colisões
- Suporte estacionário para os pés
- Encosto pneumático com cilindro duplo
- Pedestais hidráulicos duplos
- Pedal hidráulico duplo embutido lateralmente
- Direcionamento "sem as mãos"

### Especificações

	Maca 26"		Maca 30"	
• Número do Model	737		738	
• Comprimento Geral	83"	(211 cm)	83"	(211 cm)
• Largura Geral	30"	(76 cm)	34"	(86 cm)
• Capacidade	500 lbs	(228 kg)	500 lbs	(228 kg)
• Variação de Altura (até o topo da maca)				
Elevada	36"	(91 cm)	36"	(91 cm)
Abaixada	21.5"	(55 cm)	21.5"	(55 cm)
• Posicionamento da Maca				
Encosto	0°- 90°		0°- 90°	
Direcionamento/Direcionamento Reverso	±18°		±18°	
Suporte para os Joelhos			0°- 30°	
• Suporte do Paciente	26" x 75.5"	(66 x 192 cm)	30" x 75.5"	(76 x 192 cm)
• Grades Laterais	13" x 55"	(33 x 140 cm)	13" x 55"	(33 x 140 cm)
• Diâmetro do Rodízio	8"	(20 cm)	8"	(20 cm)

A Stryker se reserva ao direito de alterar as especificações, sem notificação prévia.

### Garantia

- Um ano partes, trabalho e viagem, ou dois anos para as partes.

### Características Opcionais

- Colchão Maior Conforto 4" (10 cm)
- Colchão Ultra Conforto 4" (10 cm) ou 5" (13 cm)
- Superfície com Redistribuição de Pressão Pioneer™ de 5" (13 cm)
- Bandeja para Desfibriladores
- Bandeja para Desfibriladores/Suporte para os Pés/ Extensor
- Suporte para os Pés/Suporte para Quadro
- Freios nas Quatro Laterais & Controles para Direcionamento
- Cabos retráteis
- Suportes IV
- Pólos IV
  - Permanentes, dobrados duas ou três vezes
  - Presa
  - Padrão removível
- Contensões para o paciente
- Bandeja de serviços/instrumentos
- Grades almofadadas
- Suporte para oxigênio na parte superior, direita
- Revestimentos para as rodas
- Garantia Estendida Disponível
- Alavanca do suporte para os joelhos (somente modelo 738)

Copyright © 2007 Stryker  
LSS-455-01F  
PC/SCG-7.5M-0407  
Mkt Lit-61-01252005 Rev F

CE