

# Moniteur/Défibrillateur **LIFEPAK® 35**



**Intuitif.  
Cliniquement avancé.  
Éprouvé.**

Le nouveau **moniteur/défibrillateur LIFEPAK 35** cliniquement avancé est doté d'outils exclusifs<sup>2</sup> et d'une technologie intégrée à une plateforme moderne<sup>1</sup> intuitive pour des soins avancés aux patients.

Il s'agit d'un dispositif prêt pour l'avenir, conçu pour favoriser la confiance<sup>2</sup>, favoriser l'excellence clinique et fournir des résultats dans des environnements exigeants<sup>3</sup>.

# Fondé sur un héritage de confiance. Prêt pour l'avenir.

Fin, léger et ergonomique, le moniteur/défibrillateur LIFEPAK 35 est doté d'un grand écran tactile<sup>1</sup> facile à utiliser et d'outils avancés d'aide à la décision clinique. L'interface utilisateur intuitive nécessite un minimum de formation\*<sup>1</sup> et offre une expérience clinique personnalisable pour aider à réduire la charge cognitive<sup>1</sup> – vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui compte le plus.



Les ports de câble à angle droit orientés vers l'avant permettent d'accéder facilement aux accessoires de surveillance<sup>2</sup>.

Le système à deux batteries au lithium-ion FLEX permet une surveillance de neuf heures<sup>4</sup>.

L'écran haute définition de 10,4 po affiche jusqu'à 11 paramètres de surveillance à la fois<sup>1</sup>.

La fonction cprINSIGHT<sup>®</sup> aide à améliorer la performance de la RCR en réduisant les pauses\*\* durant les compressions thoraciques<sup>5</sup>.

Le verre renforcé chimiquement et robuste résiste aux chocs directs et aux chutes<sup>3</sup>.

Les capacités connectées avancées rationalisent le flux de travail en transmettant des données pour une analyse rapide via Wi-Fi, Bluetooth ou cellulaire intégré<sup>2</sup>.

L'affichage en direct des ECG à 12 et 15 dérivations avec STJ Insight<sup>™</sup> fournit une représentation graphique de l'ECG pour aider à diagnostiquer une lésion myocardique<sup>2</sup>.

Les options thérapeutiques améliorées, y compris le mode DEA pédiatrique, aident à traiter les patients avec une énergie biphasique croissante de 1 J à 360 J<sup>3,6</sup>.



**Pour de plus amples informations, communiquer avec le représentant commercial Stryker local ou consulter la page [stryker.com/emergencycare](https://www.stryker.com/emergencycare)**

\* Selon les participants interrogés.

\*\* Les pauses avant le choc ont été considérablement réduites à une moyenne de 8 secondes contre une moyenne de 22 secondes avec le DEA traditionnel. La fraction de compression thoracique avec cprINSIGHT était de 86 % contre 80 % dans le groupe de DEA traditionnel.

Un professionnel de la santé doit toujours se fier à son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide d'utiliser un produit particulier pour traiter un patient particulier et doit se référer au mode d'emploi de tout produit Stryker avant de l'utiliser. Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités affiliées détiennent, utilisent les marques de commerce ou les marques de service suivantes ou ont déposé une demande en vue de leur enregistrement : cprINSIGHT, LIFEPAK, STJ Insight et Stryker. L'absence d'un nom ou d'un logo de produit, de fonction ou de service dans cette liste ne constitue pas une renonciation à la marque de commerce de Stryker ou à d'autres droits de propriété intellectuelle liés à ce nom ou à ce logo. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires ou à leurs détenteurs respectifs.

**Références :** 1. Données internes, Stryker HFVR 333873. 2. Données internes, Stryker, OI 3337705. 3. Données internes, Stryker SHVR 3338410. 4. Données internes, Stryker 3352191 Rev A. 5. de Graaf, C., Beesems, S. G., Oud, S., Stickney, R. E., Piraino, D. W., Chapman, F. W., & Koster, R. W. (2021). Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. Resuscitation, 162, 320-328. 6. Données internes, Stryker UND-3331509 section 6.5.

EC-L35-BROC-1319472\_REV-0\_fr\_ca © 2024 Stryker

**Fabriqué par :**  
Physio-Control, Inc.  
11811 Willows Road NE  
Redmond, WA 98052  
États-Unis  
Numéro sans frais :  
800 442 114  
[stryker.com/emergencycare](https://stryker.com/emergencycare)

**Distribué au Canada par :**  
Stryker Canada  
2 Medicorum Place  
Waterdown, Ontario  
L8B 1W2  
Canada  
Numéro sans frais :  
800 668 8323