

**stryker**

# Power-PRO™ 2

elektrisch ambulancebrancard



Geïnspireerd op reactie

# Wij bouwen het. U profiteert ervan.

Niemand weet beter dan u hoe het er in de praktijk aan toegaat. Daarom hebben we ons ontwerp opnieuw vormgegeven en uw partner ter plaatse vernieuwd – met de nadruk op de belangrijkste aspecten om u te helpen de klus te klaren.

## Reageer vol vertrouwen

- Bereik de optimale transporthoogte<sup>1</sup> met één knop en gebruik de verlengde transportgreep om makkelijker te manoeuvreren
- Navigeer door krappe ruimtes met een nieuw intrekbaar gedeelte voor de voeten (kan 7,62 centimeter worden verlengd of ingekort)
- Door de verbeterde ergonomie raakt u minder vermoeid tijdens handmatig laden en afladen



1. De optimale transporthoogte is vooraf gedefinieerd als een lage transportpositie. Hierdoor wordt het risico op vallen van de patiënt verlaagd zonder de toegang tot de patiënt voor zorgverleners te belemmeren.



## Reageer veilig

- Zonder assistentie (tilhulp) kan de optimale laadhoogte worden bereikt met behulp van het slimmere hydraulische systeem dat de belasting aanvoelt
- Door krachtige lichten en reflectoren ziet u alles en wordt u gezien in omgevingen met weinig licht
- Door de nieuwe bumperdetectie verkleint u de kans op schade aan de brancard en letsel bij noodhulpverleners of patiënten<sup>2</sup>



## Klaar om te reageren

- Gebruik Smart Equipment Management (SEM) om uw voertuigen op afstand te volgen en gebruik de laatst bekende locatie om precies te zien waar uw brancard is<sup>3</sup>
- Verbeter de levensduur en het beheer van de batterij met een nieuwe lithium-ionbatterij en oplaadindicator
- Zorg voor minder stilstand van de brancard, minder onverwachte kosten en brancards die klaar zijn voor gebruik



2. Bij afladen met handmatige bevestiging

3. U ontvangt updates over de locatie wanneer er een verbinding is met een actief Wi-Fi®-netwerk en een inductieve oplader van Power-LOAD of Performance-LOAD. Een hotspot is vereist voor gebruik zonder netwerkverbinding (niet geleverd door Stryker). De frequentie van de updates is afhankelijk van uw verbinding.


# De eerste connected ambulancebrancard in de branche

## Smart Equipment Management (SEM)

Houd automatisch de status van uw brancard bij en beheer uw voertuigen op afstand via één handig, interactief dashboard.

### \$ Haal alles uit uw investering

- Verleng de levensduur van uw apparatuur door het gebruik van brancards te evalueren en uw voertuigen te rouleren
- Gebruik gedetailleerde analyses om te bepalen waar training nodig is en verbeter zo de veiligheid van patiënten en noodhulpverleners
- Controleer het gebruik na verloop van tijd, zodat u niet meer hoeft te schatten wanneer een batterij moet worden vervangen



**Batterijstatus 88%**  
van totaal

### 🕒 Zo min mogelijk stilstand

- Zorg dat uw voertuigen altijd klaarstaan om te reageren door vast te stellen welke brancards uw aandacht nodig hebben
- Bespaar tijd en geld door problemen op te lossen voordat een reparatie op locatie nodig is
- Door de directe toegang tot ProCare-services is uw apparatuur snel weer in gebruik



**Het probleem**  
oplossen

### ⚙️ Blijf uw diensten verlenen

- Door updates over de batterijstatus en andere essentiële informatie over de brancard begint u de dienst goed
- Gebruik de laatst bekende locatie om uw voertuigen bijna in real time te lokaliseren<sup>3</sup>
- Stroomlijn vereisten voor rapportage en planning met directe toegang tot essentiële apparatuurstatistieken

**Laatst bekende** locatie



3. U ontvangt updates over de locatie wanneer er een verbinding is met een actief Wi-Fi®-netwerk en een inductieve oplader van Power-LOAD of Performance-LOAD. Een hotspot is vereist voor gebruik zonder netwerkverbinding (niet geleverd door Stryker). De frequentie van de updates is afhankelijk van uw verbinding.



stryker

LIFENET Portal

My account

Equipment

Station All



- No error
- Error
- Checked
- Excluded
- Refresh list

Model	Serial Number	Location
507055000	210003128	Station 3
507055000	967241136	Station 6
507055000	907683362	Station 6
507055000	911718952	Station 1
507055000	923129288	Station 2
507055000	932808957	Station 2
507055000	932848391	Station 3
507055000	935387407	Station 2
507055000	943319021	Station 1
507055000	950795845	Station 2
507055000	958931112	Station 1
507055000	958994825	Station 1
507055000	961527750	Station 1
507055000	965817907	Station 2

Battery Charge

21%

Status

OK

Latest Hour

0.1 hours

Chk. badge

0.1 hours

Medic

26.2 hours

Netgear

20.1 hours

Netgear

40.1 hours

Netgear

0.7 hours

Medic

50.1 hours

Netgear

25.2 hours

Netgear

20.2 hours

Netgear

20.2 hours

Netgear

22.7 hours

Netgear

3.2 hours

Netgear

15.1 hours

Netgear

4.9 hours

Netgear

15.7

Resource center

Close

LIFENET System

Print

Filter

# Op ons kunt u vertrouwen

Stryker ontwikkelt in samenwerking met haar klanten technologieën en apparaten om eerstehulpverleners en ziekenhuizen meer controle te geven in kritieke situaties. Wij zijn vastbesloten kwaliteit te leveren, dus u kunt rekenen op de prestaties van onze producten. Zo kunt u zich in kritieke situaties concentreren op datgene waar u het beste in bent: levens redden.



**Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger of ga naar [stryker.com](https://www.stryker.com)**

## Noodhulp

Dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg. Een professionele zorgverlener moet altijd vertrouwen op zijn of haar professioneel klinisch oordeel bij het besluit om een bepaald product te gebruiken voor de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en raadt professionele zorgverleners aan een training te volgen in het gebruik van een specifiek product voordat het product wordt gebruikt. De informatie in deze brochure is bedoeld als demonstratie van het uitgebreide aanbod van Stryker-producten. Een professionele zorgverlener moet altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen voordat Stryker-producten worden gebruikt.

Producten zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar, omdat productbeschikbaarheid onderhevig is aan de regelgevende en/of medische praktijken in afzonderlijke markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen hebt over de verkrijgbaarheid van Stryker-producten in uw gebied.

Stryker Corporation of een van de divisies of andere dochterondernemingen van Stryker zijn eigenaar, gebruiker of aanvrager van de volgende handelsmerken of servicemerken: Power-LOAD, Power-PRO, Power-PRO 2: Class I, Stryker. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren of houders. De afgebeelde producten zijn voorzien van de CE-markering conform de toepasselijke verordeningen en richtlijnen van de EU.

