

# VariSpeed™

## Battery Powered Screwdriver

バリスピード  
バッテリー式 電動スクロイドライバー



## VariSpeed™

## Battery Powered Screwdriver

- スピード向上 最大 400 rpm (速度調整機能付き)
- 高まったトルク
- 手元がぶれない安定感  
本体重量 350g バッテリー含まず

品番	品名	規格
62-15036 *1	UN3 AXS スクリュードライバーブレード	ショート
62-50200 *2	バリスピード本体	バッテリー式電動ドライバー
62-50201 *2	バッテリーパック	バリスピード用 滅菌済

医療機器認証/届出番号

販売名

\*1 13B1X10209000849

ユニバーサルニューロ3手術器械

\*2 229AFBZX00006000

VariSpeedバッテリー式電動ドライバー

制御ボタン (フォワード/リバース)



滅菌済みバッテリー (単回使用)

## Japan

この資料は医療従事者に向けて作成しています。患者を治療する際、医師は常に自身の専門的な臨床判断に基づく製品の選択をする必要があります。当社は医療上の助言をいたしません、医師が製品を使用する前に、その使用方法に関する情報提供を受けることを推奨しています。使用前にその製品ラベル・取扱説明書・添付文書等を参照してください。stryker製品についてご不明な点は、弊社までお問い合わせください。

® マークの付いた製品名は、strykerグループ各社の登録商標です。

Literature Number: CF01-018

YN/MI 2m 12/24

Copyright © 2024 Stryker

Printed in Japan

製造販売者

日本stryker株式会社

P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp