



O Console CORE é o sistema operacional central do RemB.

5400-050-000
Console CORE com
Bomba de Irrigação Integrada

Principais vantagens:

- Opera duas handpieces simultaneamente
- Bomba de irrigação integrada
- Controle apropriado da taxa de fluxo sobre o console atual
- Display sensível ao toque colorido intuitivo
- Preferências de usuário totalmente personalizáveis
- Ajuda em tela

Informações para Encomendas RemB

Handpieces RemB

6400-015-000	Micro Furadeira
6400-031-000	Serra Oscilante
6400-034-000	Serra Sagital
6400-037-000	Serra Alternante
6400-062-000	Driver de Fio Dedicado
6400-099-000	Driver Universal
6400-009-000	Chave manual

Adaptações de Micro Furadeira (6400-015-000)

5100-015-250	Série MD Meio Reta
5100-015-270	Série MD Reta Longa
5100-015-252	Série MD Inclinada
5100-015-272	Série MD Inclinada Longa

Adaptações de Driver Universal (6400-099-000)
Mandris de Furadeira

4100-062-000	Pinça de Fio (Diâmetro de 0,028" – 0,071")
4100-110-000	Furadeira Pequena AO
4100-125-000	Pinça de Pino (Diâmetro de 0,078" – 0,125")
4100-126-000	Pinça de Pino Ajustável (Diâmetro de 0,079" – 0,126")
4100-131-000	Mandril de Furadeira de 1/4" (c/ Chave)
4100-132-000	Mandril de Furadeira de 5/32"
4100-133-000	Mandril de Furadeira Sem Chave de 1/4"
4100-134-000	Mandril de Furadeira Sem Chave de 1/8"
4100-135-000	Furadeira Trinkle Modificada/ Hudson®
4100-160-000	Furadeira Trinkle
4100-225-000	Pinça de Pino (Diâmetro de 0,126" – 0,157")

Acessórios

5400-050-000	Controlador de Motor CORE
5100-007-000	Chave de Pedal Unidirecional
5100-008-000	Chave de Pedal Bidirecional
5100-004-000	Cabo de Handpiece
2296-400-000	Rack de Lâmina Enrolada (18 Gavetas)
2296-401-000	Unidade de Energia Elétrica (24 Gavetas)
0298-098-100	Organizador de Balcão
5400-410-000	Carrinho de Acessórios
6400-276-000	Caixa de Esterilização Pequena
6400-277-000	Caixa de Esterilização Média
6400-278-000	Caixa de Esterilização Grande

Porta-Alargadores

4100-210-000	Alargador Grande AO
4100-231-000	Porta-Alargador de 1/4" (com Chave)
4100-235-000	Alargador Trinkle Modificado/ Hudson®
4100-260-000	Alargador Trinkle
4100-260s4	Trava rápida DHS/DCS

Outras Adaptações

4100-120-000	Adaptação de Trinco T
4100-310-000	Motor Inclinado do Lado Direito – Alargador Grande AO
4100-335-000	Motor Inclinado do Lado Direito – Hudson®/Modificado
4100-355-000	Motor Inclinado do Lado Direito Radioluminoso
4100-400-000	Adaptação de Serra Sagital Radioluminoso
4100-410-000	Adaptação Enrolada 1:1
4100-600-000	Adaptação Enrolada de Alta Velocidade
4100-700-000	



Restituições de Junta

Trauma, Extremidades, Deformidades

Craniomaxilofacial

Espinal

Biológicos

Produtos Cirúrgicos

Neuro e ENT

Espinal Intervencional

Navegação

Endoscopia

Comunicações

Formação de Imagens

Equipamento EMS

As informações apresentadas neste folheto se destinam a demonstrar a abrangência das ofertas de produto Stryker. Sempre consulte o complemento do pacote, o rótulo do produto e/ou instruções do usuário antes de usar qualquer produto Stryker. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados. A disponibilidade de um produto está sujeita à regulamentação ou práticas médicas que regem os mercados envolvidos. Entre em contato com seu representante Stryker em caso de perguntas sobre a disponibilidade de produtos Stryker em sua localidade.

Os produtos referidos com a designação "™" são marcas registradas da Stryker. Os produtos referidos com a designação "®" são marcas comerciais registradas da Stryker.

Número de Literatura: 9100-118-000 Rev. A
UnDe/PS
Copyright © 2010 Stryker
Impresso nos EUA

4100 East Milham Avenue
Kalamazoo, MI 49001 EUA
Fone: 269 323 7700 Fax: 809 999 3811
ligação gratuita: 800 253 3210

www.stryker.com



Cirúrgico

RemB™

Uma Nova Micro Evolução
na Remoção de Osso

PESO LEVE.

TRABALHO PESADO.

TRADIÇÃO CONTINUADA.



RemB

Uma Nova Micro
Evolução na
Remoção de Osso

A RemB representa nossa dedicação contínua em produzir instrumentos cirúrgicos que sejam altamente confiáveis e fáceis de usar. Este sistema micro elétrico versátil combina o desempenho garantido do console CORE com peso leve e handpieces especializadas, permitindo aos cirurgiões trabalhar de forma eficiente com maior precisão e controle.

DRIVER RemB U

A handpiece de empunhadura da pistola modular utiliza várias adaptações de perfuração, alargamento, cavilha e corte. Este handpiece acionado por console elétrico utiliza uma grande variedade de adaptações para executar vários procedimentos ortopédicos em pequenos ossos.



CONFIABILIDADE COMPROVADA

DESEMPENHO GARANTIDO

SERRAS RemB

A nova linha de produtos de Titânio inclui três serras dedicadas de alto desempenho especificamente projetadas para proporcionar ergonomia, potência e agilidade excepcionais.

Serra Oscilante

- Montagem de lâmina sem ferramentas

Serra Alternante

- Inserção/remoção intuitiva e fácil das lâminas sem ferramentas

Serra Sagital

- Cabeçote giratório ordenado para melhor posicionamento das lâminas
- Montagem especial que facilita o uso de lâminas grandes



TRADIÇÃO CONTINUADA

POTÊNCIA EXCEPCIONAL

WIREDRIVER DEDICADO RemB

Handpiece menor e mais fácil de usar, de conceito simples e ergonomicamente projetado. Capacidade de manejo e controle sem precedentes para o Cirurgião de Mão, Podiatria, Pés Ortopédicos e Cirurgões de Tornozelo e Traumas de Extremidades.



- Simplicidade acentuada - handpiece dedicada, sem adaptações
- Capacidade de manejo sem precedentes - 25% menor e 28% mais leve para um melhor controle do handpiece
- 60% menos exposição de fio



MICRO FURADEIRA RemB

Furadeira por empunhadura tipo lápis de alta velocidade usada para enrolar, perfurar e conformar ossos em uma variedade de procedimentos de pequenos ossos.



- Adaptações retas/inclinadas
- Utiliza adaptações da Série MD
- Aceita Entalhe J ou Enrolamentos de Canela Reta